

Σετ διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης για επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων να αποτελείται από:

A. ενισχυμένο με spiral ενδοτραχειακό σωλήνα σιλικόνης με εργοστασιακά ενσωματωμένο ζεύγος ηλεκτροδίων παρακολούθησης λαρυγγικών νεύρων ο οποίος:

- να έχει ειδικό χρωματισμένο σημάδι 3cm, για την ακριβή τοποθέτηση του στις φωνητικές χορδές.
- να προσφέρεται σε διαστάσεις 6, 7, 8mm(νο 6, 7, 8).
- να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.

B. εύκαμπτο μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου ο οποίος:

- να είναι **μονοπολικός**, με πολύ λεπτό **ατραυματικό άκρο** διαμέτρου **0,5mm**, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός, ερεθισμός, η «χαρτογράφηση» και παρακολούθηση την πορείας των λαρυγγικών νεύρων εντός του χειρουργικού πεδίου και πριν την πλήρη παρασκευή του νεύρου.
- να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.
- Τα προσφερόμενα είδη (σωλήνας, στυλεός κλπ) να είναι **όλα του ίδιου οίκου** για την μεγιστοποίηση της συμβατότητας.
- Τα παραπάνω να παρέχονται **με το συνοδό τους εξοπλισμό ο οποίος να είναι του ίδιου οίκου** και να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένος.
- Η εταιρία upon request να δύναται:
 - ✓ να αναβαθμίσει το set με **ειδικό ηλεκτρόδιο-κλιπ** (διαστάσεων 2χιλ και 3χιλ) **αυτόματης περιοδικής διέγερσης και παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου του ίδιου οίκου.**
- Να διατίθεται **δείγμα και manuals σωλήνα και του στυλεού** καθώς και **manuals του συνοδού εξοπλισμού στα Ελληνικά.**
- Το συνοδό μηχάνημα νευροδιέγερσης:
 - Να αναγνωρίζει μηχανικά, ηλεκτρικά και θερμικά ερεθίσματα του νεύρου.
 - Να δύναται να συνδεθεί με νευροδιεγέρτη ο οποίος φέρει κομβίο αυξομείωσης του διοχετευομένου ρεύματος και αποτύπωση καταγραφής από το αποστειρωμένο πεδίο.
 - Να διαθέτει χρωματική διαφοροποίηση των ψευδών σημάτων από τα ηλεκτρομυογραφικά σήματα του νεύρου.

➤ Να διαθέτει δυνατότητα διακοπτόμενου περιοδικού έλεγχου του νεύρου μέσω ειδικού λογισμικού και γραφήματος συγχρόνως με την νευροπαρακολούθηση.

- Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.
- Να διαθέτει διακήρυξη συμμόρφωσης του οίκου κατασκευής.
- Να διατίθεται έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία για τη χρήση του σετ και του συστήματος σε επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών.
- Η υποστήριξη του μηχανήματος να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Ν.-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ 111418 ΑΜΚΑ