

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στειλέος αναθεώρησης μηριαίου από κράμα τιτανίου (Forged TiAL6V) τριπλής γεωμετρίας με συνδεόμενη κεφαλή, με κολάρο και ολική επικάλυψη υδροξυαπατίτη (HA). Να έχει μοναδική γραμμωτή εξωτερική δομή που αυξάνει την επιφάνεια επαφής κατά 15% για καλύτερη ανάπτυξη οστού. Η ολική επικάλυψη υδροξυαπατίτη (HA) προσδίδει γρήγορη, σταθερή και εκτεταμένη ανάπτυξη οστού χωρίς παρεμβολή ινώδη ιστού. Ο κώνος να είναι 12/14 με κλίση αυχένα 135° και το κάτω άκρο του να διαθέτει σχισμές τύπου ούπα για μέγιστη σταθερότητα και αποφυγή του πόνου στο μηριαίο. Να διατίθεται σε τουλάχιστον 9 μεγέθη STD OFFSET και 9 μεγέθη HIGH OFFSET και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής κεφαλών από χρωμοκοβάλτιο (CoCr) ή Κεραμική (Delta Biolog).

Μακρύς στειλέος με κώνο 12/14 με συνδεόμενη κεφαλή τριπλοσφηνοειδούς γεωμετρίας, από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα με γυαλισμένη επιφάνεια χωρίς κολάρο, για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο διαθέσιμος σε 2 μεγέθη STD offset 205mm και 240mm μικρής διαμέτρου. Να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ακολουθεί με ακρίβεια τη φυσική, ανατομική γεωμετρία και τις καμπύλες του μηριαίου οστού και να προσφέρει στον χειρουργό πολλαπλές επιλογές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Ο στειλέος να δύναται να συνδυαστεί με μεταλλικές κεφαλές σε διαμέτρους 22mm σε 2 μήκη αυχένα, 28mm σε 4 μήκη αυχένα, 32mm σε 4 μήκη αυχένα και 36mm σε 5 μήκη αυχένα και κεραμικές κεφαλές BIOLOG DELTA σε διαμέτρους 28mm σε 3 μήκη αυχένα, 32mm σε 3 μήκη αυχένα και 36mm σε 4 μήκη αυχένα.

Τεχνικές προδιαγραφές Αιμοστατική Σκόνης

- Αιμοστατική σκόνη από επεξεργασμένη φαρμακευτική ζελατίνη, απορροφήσιμη, για τοπικό έλεγχο της αιμορραγίας.
- Κατάλληλη για χρήση σε επεμβάσεις κρανίου, σπονδυλικής στήλης, ορθοπαιδικής καθώς και σε γενική χειρουργική.
- Διατίθεται έτοιμη προς χρήση, σε αποστειρωμένη συσκευασία.

A. 1gr 1τμχ

B. 2gr 1τμχ